


FG GRUP

www.fggrup.com


REYA
HYBRID THROMBUS MANAGEMENT



REYA[®] TROMBEKTOMİ

www.biolas.net

Reya Trombektomi cihazı pıhtılaşmış damarların mekanik olarak açılması için endikedir. Uç tasarımı ile hem mekanik hem de trombolitik olarak benzersiz bir tedavi standardı sunar. Aktif uç, trombüsü nazikçe parçalara ayırır. Harmonik tasarımı sayesinde aktif uç, embolinin distale gitmesine izin vermeyen bir girdap etkisi yaratır.



Aktif uca bağlanan infüzyon portu uygulama alanına TPA enjeksiyonu yapılmasına olanak sağlar. Böylelikle trombüs, mekano-kimyasal etki ile kolayca çözülür.

AVANTAJLAR

- Distal emboliyi önleme
- Damar duvarını koruma
- TPA ve kontrast madde infüzyonuna olanak sağlama
- Mükemmel yönlendirme imkanı
- Hızlı kurulum

REYA TROMBEKTOMİ SİSTEMİ	
REFERANS NO	MODEL FARKLILIKLARI
ATA0007	90 cm Nitinol Tel Shrink
ATA0008	135 cm Nitinol Tel Shrink

ÜRETİCİ FİRMA

FG GRUP

Malıköy Başkent OSB Mah. Teknokent Blv. NO: 39
Sincan/ANKARA
Tel: +90 312 472 11 18/25 Fax: +90 312 472 11 26
info@fggrup.com.tr www.fggrup.com

www.fggrup.com