




REYA
HYBRID THROMBUS MANAGEMENT



REYA® VORTEX TROMBEKTOMİ SİSTEMİ

HASSAS TROMBÜS
MÜDAHELESİ

İnfüzyon ve mekanik rezonans titreşimleriyle fibrini incelterek anti-trombolitik ilacın trombüs içerisine en iyi şekilde nüfuz edebilmesi için trombüs üzerinde por ve trombüs içerisinde çatlaklar oluşturarak trombolizis için en uygun ortamı hazırlar.



- Trombolitik tedavi tek başına iv. heparin tedavisine göre çok daha hızlı ve etkili pıhtı rezolüsyonu sağlar.
- Küçük periferik embolilerin rezolüsyonunu artırarak, egzersizle alınan hemodinamik cevabı iyileştirmektedir.
- Ven duvarı veya kapak hasarı olmaksızın etkin trombüs temizliği sağlar.
- Kapak arkasında biriken trombüs gibi ulaşılması zor trombüs bulunan bölgelere etki edebilmektedir.
- Trombüsü kırmadan/parçalamadan tedavi imkanı sunar ve distal emboli riskini azaltır.
- Post Trombotik Sendrom (PTS) riskini azaltır.
- Vortex cihazı sayesinde üstün vibrasyon özelliği sağlar.



REYA VORTEX TROMBEKTOMİ SİSTEMİ

REFERANS NO	MODEL FARKLILIKLARI
ATA0009	150 cm Mikrokoil içeren kateter
ATA0010	200 cm Mikrokoil içeren kateter

Üretici Firma

FG GRUP

FG Grup Sağlık İnş. Har. Mim. Müh. Elektronik San. Ve Tic. A. Ş.
Malıköy Başkent OSB Mah. Teknokent Blv. NO: 39 Sincan/ANKARA
Tel: +90 312 472 11 18/25 Fax: +90 312 472 11 26
info@fggrup.com.tr www.fggrup.com