



REYAVENOCAT

FG GRUP

www.fggrup.com

Reya Venocat trombolizis ve trombektomi işlemleri sırasında oluşabilecek emboli riskini azaltmak için yenilikçi bir tedavi standardı sunar. Mevcut tedavilerin dezavantajlarını ortadan kaldıran Reya Venocat, kullanım kolaylığı, güvenliği ve etkinliği ile tamamlayıcı bir üründür.

- 1** Tekrarlayan pulmoner emboli riskini ortadan kaldırarak mortalite ve morbiditeyi azaltır.
- 2** Antikoagülan tedavinin mutlak kontraendike olduğu hasta grubunda, trombositopeni ve majör kanama gibi ciddi komplikasyonların bulunduğu hasta grubunda kolaylıkla uygulanabilir.
- 3** Kalıcı filtrelere ait komplikasyonların (kırılma, penetrasyon, migrasyon, rüptür) görülme oranını en aza indiren, % 100 geri alınabilir bir üründür.
- 4** Port ve lümenleri ile santral venöz kateter olarak kullanım avantajı mevcuttur.
- 5** Uygulaması kolay ve son derece güvenlidir.

REYA VENOCAT SİSTEMİ

REFERANS NO	MODEL FARKLILIKLARI
ATA0011	40 cm Kafes Teli
ATA0012	45 cm Kafes Teli

Üretici Firma

FG GRUP

Üretici Firma/Manufacturer
FG Grup Sağlık İnş. Har. Mim. Müh. Elektronik San. Ve Tic. A. Ş.
Malıköy Başkent OSB Mah. Teknokent Blv. NO: 39 Sincan/ANKARA
Tel: +90 312 472 11 18/25
Fax: +90 312 472 11 26
info@fggrup.com.tr
www.fggrup.com